

ITS.

Implants for Trauma Surgery

Minimierung von
Beugesehnenirritationen
durch anatomisches
Plattendesign

Langloch zur optimalen
Positionierung

Zusätzliche
Lochoption in
der zweiten
distalen Reihe
nach ulnar
verschoben

K-Drahtlöcher
für die vorläufige
Plattenfixierung

Repositionsloch

Vorgewinkeltes
Styloidloch

PROlock
Radius
Locking Plate PHOENIX

STYLOID DESIGN

PROlock Radius Locking System PHOENIX



Schrauben:

- 3.0mm winkelstabile Spongiaschraube (37303-xx)
- 2.7mm nicht-winkelstabile Kortikalisschraube (32271-xx)

(Optional):

- 3.0mm winkelstabile Kortikalisschraube (37304-xx)
- 2.4mm winkelstabile Stabilisierungsschraube (37241-xx)



WATERSHED LINE DESIGN

PROlock Radius Locking System II



Schrauben Trajektorien

PROlock Radius Locking System PHOENIX

26mm Platte								
	1	2	3	4	5	6	7	8
Proximal	0°	0°	0°	2°	0°	0°	0°	0°
Distal	15°	12°	0° (5°)	0°	12°	13°	4° (8°)	3°
Ulnar	0°	0°	0°	0°	0°	0°	0°	5°
Radial	8°	7°	0°	0°	7°	0°	0°	0°



Haftungsausschluss:

Die Benutzung beschränkt sich auf medizinisches Personal mit entsprechender Produktschulung durch medizinische Produktberater oder Kenntnis des anzuwendenden chirurgischen Verfahrens. Das medizinische Personal muss sicherstellen, dass die Verwendung unserer Medizinprodukte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und der Krankengeschichte des Patienten angewendet wird. Vor der Verwendung des Produkts muss sich das medizinische Personal auf die vollständigen Informationen auf dem Produktetikett und der Gebrauchsanweisung beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und vorbeugende Maßnahmen sowie Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation. Die Produktverfügbarkeit hängt von Registrierung und Freigabe des jeweiligen Landes ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.its-implant.com oder unter office@its-implant.com. Alle hierin enthaltenen Informationen sind geistiges Eigentum der I.T.S. GmbH.

Order Nr. PRLPHX-IP-0823-DE
Edition: August/2023



HEADQUARTER
I.T.S. GmbH

Autal 28, 8301 Lassnitzhöhe, Austria
Tel.: +43 (0) 316/ 211 21 0
office@its-implant.com
www.its-implant.com

I.T.S. Deutschland GmbH
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt
Tel.: +49 69 25 73 75 322
germany@its-implant.com
www.its-implant.com

I.T.S. USA
1778 Park Avenue N - Suite 200
Tel.: 407-971-8054
info@its-implantusa.com
www.its-implant.com

ITS
Implants for Trauma Surgery



www.its-implant.com



ITS. GmbH



ITS. Implants



[its.implants](https://www.instagram.com/its.implants)