


KLEINfragmentsystem

**Distal
Humeral
Locking Plates**



**Straight
Compression
Locking Plate**



**CALcaneus mi
Locking Plate**



**Clavicle
Locking Plate
System**



**Olecranon
Locking Plate
System**



**Universal
Forearm Locking Plates
System**



**CALcaneus
Locking Plate**



**Anterior
Clavicle
Locking Plates
System**



**Straight
Locking Plate
System
1.5/2.0mm**



**Fibula
Locking Plate**



**Pilon
Locking Plates
System**



**Proximal
Humeral
Locking Plate
PHOENIX**



**Pelvic Small Fragment
Reconstruction
System
PHOENIX**




**Distal Anterolateral
Tibia
Locking Plate**



**PROximal
MEDial
Tibia Locking Plate**



Ø 3.5mm winkelstabile
Kortikalisschraube
(Ø 2.7mm Spiralbohrer)



Ø 3.5mm winkelstabile
Spongiaschraube
(Ø 2.0mm Spiralbohrer)




In Situ Biegeinstrumente




Schraubendreher SW 2.5
oder Inbuseinsatz



Ø 3.5mm
Kortikalisschraube
(Ø 2.7mm Spiralbohrer)



Ø 4.2mm winkelstabile
Spongiaschraube
(Ø 2.5mm Spiralbohrer)



Plattenhalter



GROSSfragmentsystem

**Straight
Locking Plate
3.5/4.5mm**



**Distal
Femur
Locking Plate**



**Pelvic Large Fragment
Reconstruction
System
PHOENIX**



**Proximal Lateral
Tibia
Locking Plate**



Ø 4.5mm
winkelstabile
Kortikalisschraube
(Ø 3.2mm
Spiralbohrer)



Ø 4.5mm
Kortikalisschraube
(Ø 3.2mm
Spiralbohrer)



Ø 5.9mm
winkelstabile
Spongiaschraube
(Ø 3.5mm
Spiralbohrer)



Ø 5.9mm
Spongiaschraube
(Ø 3.5mm
Spiralbohrer)



Schraubendreher SW 3.5
oder Inbuseinsatz SW 3.5



MINIfragmentsystem

**PROlock
Radius
Locking Plate
PHOENIX**



**PROlock
Radius
Locking Plate II**



**Ulna
Osteotomy
Locking Plate II**



**Foot
Locking Plates
System**



Ø 2.7mm
Kortikalisschraube
(Ø 2.0mm
Spiralbohrer)




Ø 3.0mm winkelstabile
Kortikalisschraube
(Ø 2.4mm Spiralbohrer)



Ø 3.0mm winkelstabile
Spongiaschraube
(Ø 2.0mm
Spiralbohrer)



Ø 2.4mm winkelstabile
Stabilisierungsschraube
(Ø 1.8mm
Spiralbohrer)



Schraubendreher, Torque T9x70
oder Torque-Einsatz




Plattenhalter




MICROfragmentsystem


**Hand
Locking Plates
System**




Ø 1.5mm winkelstabile
Stabilisierungsschraube
(Ø 1.1mm Spiralbohrer)



Ø 2.3mm winkelstabile
Stabilisierungsschraube
(Ø 1.8mm Spiralbohrer)



Ø 1.8mm Kortikalisschraube
(Ø 1.5mm Spiralbohrer)



Torque-Einsatz T5x80 mit Handgriff,
AO-Anschluss



**Intramedullary
Nailing
System
PROXIMAL FEMUR**



Kurz | Intermediate | Lang
180 - 480mm Länge
3 CCD Winkel = 120° | 125° | 130°

Schenkelhalsschraube IF0-10-xxA-S

DyCon®-Stellschraube IF0-7-xxA-S

Verriegelungsschraube IUI-5-xxA-S

**Flexible
Children
Nail**



Ø 3.4mm
Kortikalisschraube



Handgriff mit Small AO-Anschluss



Einschläger
Auszieher
Nachschläger



SCHRAUBEN

**CAnnulated
Screws**

Ø 8.5mm kanülierte
Spongiaschraube
(Ø 6.2mm
Spiralbohrer)



Schraubendreher, SW 2.5 - 5.0
Kanüliert, Inbuseinsatz

Führungsdraht, Ø 1.2 - 3.2mm

**Cannulated
Recon
Cancellous
Screw**



Torque-Einsatz T25
Handgriff
ZIH-Anschluss



**Headless
Compression
Screws**

Ø 2.0mm/2.5mm
(L=10mm - 30mm)
kanülierte Kom-
pressionsschraube



Ø 4.3mm
(L=16mm - 60mm)
kanülierte Kom-
pressionsschraube




Torque- und Inbuseinsatz,
Handgriff, AO-Anschluss



**Twist-
Off
Screw**

Ø 2.0mm/2.7mm
Abdrehschraube
L=11-22mm



Invers-Kreuz-Schraubendreher
Abdrehschraube
AO-Silikonhandgriff

