

○ ITS. Werte

ITS. steht für Implants for Trauma Surgery und versteht sich als Wegbereiter für eine neue Ära in der Medizin. Mit innovativen Produkten aus Österreich unterstützen wir Chirurgen und OP-Teams weltweit. Unsere Implantate überzeugen durch ihre vollständige Kompatibilität und intuitive Handhabung – für herausragende Ergebnisse in der Traumatologie.

Kompromissloses Engagement.

Alle ITS. Implantate bestehen zu 100% aus Titan und garantieren damit herausragende Festigkeit und optimale Biokompatibilität. Mit unseren umfassenden Sets decken wir über 90% aller Trauma-Indikationen ab. So stellen wir sicher, dass Chirurgen stets die richtigen Werkzeuge für exzellente Ergebnisse in einem breiten Spektrum an Verfahren zur Verfügung haben.

Entwicklung mit medizinischer Expertise.

Schnelle und zielgerichtete Entscheidungsprozesse ermöglichen die Entwicklung erster Prototypen. Nach umfassenden klinischen und biomechanischen Tests erfolgt die Freigabe des Implantats. Dabei setzen wir auf höchste internationale Qualitätsstandards in allen Prozessen und Produkten.

The Art of Trauma Surgery.

ITS. steht für Innovation und einen visionären Ansatz in der Unfallchirurgie. Diese einzigartige Perspektive wird durch die Kunstwerke von Oskar Stocker eindrucksvoll unterstrichen, die unsere Implantate auf die Ebene der Kunst heben.

○ Titan ○ Polyaxial ○ Winkelstabil

Alle ITS. Platten sind aus Titan Grade 2 gefertigt, während die Schrauben aus einer härteren Titanlegierung hergestellt sind. Dies ermöglicht es, dass die Platten nur gewindelose Löcher haben, die alle (mit Ausnahme der Langlöcher) sowohl Verriegelungsschrauben als auch nichtverriegelte Schrauben aufnehmen.

- Multidirektionale Winkelstabilität (+/- 15° Locking)
- Anatomisches Design
- Plattenmaterial: Titan
- Schraubenmaterial: TiAl6V4 ELI
- Einfacheres Entfernen der Implantate nach Frakturheilung
- ANODISIERUNG Typ – II anodisierte Implantatoberfläche
Verbesserte Ermüdungsfestigkeit der Implantate
Verminderung der Gefahr der Kaltverschweißung
Verminderung des Entzündungs- und Allergierisikos

○ Produktschulung

Wir unterstützen unsere Kunden bei der Anwendung unserer Produkte und stellen Ihnen ausschließlich Experten zur Seite, die die Abläufe im Operationssaal kennen. Wir bieten Ihnen so in der Phase der Einführung und Einschulung auf ein neues Implantat aktive Unterstützung.

Bei ITS. messen wir der Wissensvermittlung einen hohen Stellenwert bei. Neben praktischen Schulungen am Präparat für medizinisches Personal in unserem eigenen Ausbildungszentrum am Standort Aulal veranstalten wir auch Konferenzen und Symposien. Hierzu laden wir Teilnehmer ein, um einen intensiven Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu ermöglichen.



ITS. setzt neue Maßstäbe in der Unfallchirurgie und unterstützt Chirurgen weltweit mit präzisen Lösungen. Dabei denken wir stets über die Grenzen hinaus, um den höchsten Ansprüchen gerecht zu werden.

THE ART of TRAUMA SURGERY

Haftungsausschluss:

Die Benutzung beschränkt sich auf medizinisches Personal mit entsprechender Produktschulung durch medizinische Produktberater oder Kenntnis des anzuwendenden chirurgischen Verfahrens. Das medizinische Personal muss sicherstellen, dass die Verwendung unserer Medizinprodukte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und der Krankengeschichte des Patienten angewendet wird. Vor der Verwendung des Produkts muss sich das medizinische Personal auf die vollständigen Informationen auf dem Produktetikett und der Gebrauchsanweisung beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und vorbeugende Maßnahmen sowie Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation. Die Produktverfügbarkeit hängt von Registrierung und Freigabe des jeweiligen Landes ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.its-implant.com oder unter office@its-implant.com. Alle hierin enthaltenen Informationen sind geistiges Eigentum der I.T.S. GmbH.

ITS.



ITS. GmbH ITS. Implants its.implants

www.its-implant.com

HEADQUARTER

I.T.S. GmbH
Aulal 28, 8301 Lassnitzhöhe, Austria
Tel.: +43 (0) 316/ 211 21 0
office@its-implant.com
www.its-implant.com


I.T.S. Deutschland GmbH
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt
Tel.: +49 69 25 73 75 322
germany@its-implant.com
www.its-implant.com

Best. Nr. Z-Folder-0326-DE
Edition: März/2026

© I.T.S. GmbH Graz/Austria 2026
Irrtümer, Druckfehler und technische
Änderungen vorbehalten.

ITS.

IMPLANTS FOR TRAUMA SURGERY



Made in Austria

○ Obere Extremität

Clavicle Locking Plates System



Proximal Humeral Locking Plates PHOENIX



Distal Humeral Locking Plates



Olecranon Locking Plate System




Pelvic Reconstruction System PHOENIX



- Grossfragment (Rescue System)
- Kleinfragment
- 8.5mm Kanülierte Schrauben

Sacral Rods



Distal Femur Locking Plate



Proximal Lateral Tibia Locking Plate



CAnnulated Screws 2.0 - 8.5mm



Straight Locking Plates System



Straight Compression Locking Plate



Universal Forearm Locking Plates System



PROlock Radius Locking Plates



PROximal MEDial Tibia Locking Plate



Straight Locking Plate



Distal Anterolateral Tibia Locking Plate



Pilon Locking Plate



Headless Compression Screws 2.0 - 7.5mm



Distal Ulna Locking Plate



Ulna Osteotomy Locking Plate II



Hand Locking Plates System



Intra Medullary Claw




Fibula Locking Plate



Tubular Locking Plates System



CAlcaneus Locking Plates



Foot Locking Plates System



Twist Off Screw



○ Forschung & Entwicklung

Durch unser Engagement für Innovationen und Verbesserungen sind wir von **ITS** ständig bemüht, Produkte und Techniken für Traumaoperationen zu verbessern und zu optimieren. Wir prüfen jede Produktidee und jeden Hinweis auf kontinuierliche Verbesserung.



Epiphysis Screw




Hallux Osteotomy Locking Plate



Flexible Children Nail



Flexible Titanium Nail



HIP-9 PROXIMAL FEMUR



Cannulated Recon Cancellous Screw

