

ITS.
Implants for Trauma Surgery

PEDIATRIC SOLUTIONS



Made in **Austria**

Epiphysis Screw



Seit über 20 Jahren ist die **Epiphysis Screw (ES)** von **ITS** im klinischen Einsatz und hat sich in der Behandlung der Epiphysiolyse capitis femoris (SCFE) vielfach bewährt. Anwender schätzen ihre einfache Handhabung, Stabilität und Zuverlässigkeit.

- Selbstbohrend & selbstschneidend
- Rückschneidende Flanke
- Kanülierte Spongiosa-Zugschraube mit konstantem 10mm Gewinde
- Kerndurchmesser 5mm
- Außendurchmesser 6.5mm
- Längen: 50 - 120mm (in 5mm Intervalle)
- Kanülierung: 3.5mm für D=3.2mm Führungsdraht
- Großer Schraubenkopf: SW 10mm, 10mm hoch
- Große Ansenkung im Kopf für leichte Entfernbarkeit (Trichter: D=7.5mm / 30°)

INSTRUMENTARIUM



Führungsdraht 3.2mm



Schraubenlängenmesslehre



Steckschlüssel SW 10



Flexible Children Nail (FCN) und **Flexible Titanium Nail (FTN)** bieten wachstumsfreundliche Stabilität für kindliche Frakturen – elastisch oder fixierend, je nach Bedarf.

Effizient im Handling, zuverlässig im Ergebnis – für moderne Kindertraumatologie.

Flexible Children Nail



- Elastische Fixation der Fraktur
- Distale Verriegelung zur Erhöhung der Stabilität
- Titanlegierung
- Ausführung mit Öse
- Minimalinvasive OP-Technik
- Erhältliche Durchmesser & Längen:
 - 3.0/3.5mm 210-350mm
 - 4.0mm 260-400mm

NEUES INSTRUMENTARIUM



EINSCHLÄGER



NACHSCHLÄGER



AUSZIEHER



Flexible Titanium Nail



- Länge: 400mm (Ø 2.0/2.5/3.0/3.5/4.0/4.5mm)
- Intraoperatives Zuschneiden des Nagels möglich
- Individuell flexibel kürzbar
- Gebogene, abgeflachte Nagelspitze zur einfacheren Einbringung und Frakturposition

Haftungsausschluss:

Die Benutzung beschränkt sich auf medizinisches Personal mit entsprechender Produktschulung durch medizinische Produktberater oder Kenntnis des anzuwendenden chirurgischen Verfahrens. Das medizinische Personal muss sicherstellen, dass die Verwendung unserer Medizinprodukte unter Berücksichtigung des Gesundheitszustands und der Krankengeschichte des Patienten angewendet wird. Vor der Verwendung des Produkts muss sich das medizinische Personal auf die vollständigen Informationen auf dem Produktetikett und der Gebrauchsanweisung beziehen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Indikationen, Kontraindikationen, Warnungen und vorbeugende Maßnahmen sowie Anweisungen zur Reinigung und Sterilisation. Die Produktverfügbarkeit hängt von Registrierung und Freigabe des jeweiligen Landes ab. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.its-implant.com oder unter office@its-implant.com. Alle hierin enthaltenen Informationen sind geistiges Eigentum der I.T.S. GmbH.



HEADQUARTER

I.T.S. GmbH
Autal 28, 8301 Lassnitzhöhe, Austria
Tel.: +43 (0) 316/ 211 21 0
office@its-implant.com
www.its-implant.com

I.T.S. Deutschland GmbH
Thurn-und-Taxis-Platz 6, 60313 Frankfurt
Tel.: +49 69 25 73 75 322
germany@its-implant.com
www.its-implant.com



Best. Nr. PEDTRSOL-BIC-0525-DE
Edition: Mai/2025

ITS.
Implants for Trauma Surgery



www.its-implant.com



ITS. GmbH



ITS. Implants



[its.implants](https://www.instagram.com/its.implants)

© I.T.S. GmbH Graz/Austria 2025
Irrtümer, Druckfehler und technische
Änderungen vorbehalten.